

blue●dot®

PERSONAL SCALE

เครื่องชั่งน้ำหนัก



B-GS441 PRO

User manual

คู่มือการใช้งาน

USER MANUAL: EN

Dear user,

Your new electronic personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss. Read these instructions for use carefully and keep them for later use.

SPECIFICATIONS

- Product size 350 X 300 X 24 mm
- Equipped with a High Precision "Strain-Gauge" Sensor
- 6 mm tempered safety glass platform
- Capacity 180 kg / 400 lb
- Graduation 0.1 kg / 0.2 lb
- LCD Display size 96 X 82 mm with backlight
- Auto-on/Auto-off function
- Tare function
- Overload Indication
- Low battery Indication
- Power 3XAAA batteries



OPERATION

- STEP 1. Put the scale on a hard & flat surface (avoid carpet or soft surface).
- STEP 2. Gently step on the scale. Put your feet evenly on the scale without moving and wait while the scale computes your weight. Your correct weight will then be displayed as shown in the picture:



- **Tare function:**

5 seconds after the first measurement, the screen will reset to 0.0 kg and display "Tare". Within the next 30 seconds, step on the scale again while carrying an additional load, such as a pet. The screen will then show the weight of the added load.

AUTOMATIC SWITCH OFF

When you step off the scale, it will automatically switch off. (if no weighing is carried out while the zero is being displayed, the scale switches off automatically)

OVERLOAD INDICATOR

When the scale is over loaded (over 180 kg / 400 lb), the overload indicator will appear on the screen.



LOW BATTERY INDICATOR

When the battery is running out, the low battery indicator will appear on the screen. Please open the battery cover and replace new batteries.



ADVICE FOR USE AND CARE

- Place the scale on a flat surface. It will ensure the greatest accuracy.
- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Uneven floors may affect readings.
- Do not allow children to use the scale without adult supervision.
- You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid if required, but do not immerse the scale in water or rinse it under running water as this can damage the electronics.

- Always insert the batteries correctly and remove the batteries if the scale is not being used for a long time.
- Treat your scale with care. Do not drop it or jump on it.

คู่มือการใช้งาน: TH

เรียน ผู้ใช้งาน,
เครื่องชั่งน้ำหนักของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงค่าน้ำหนักของคุณอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง

ข้อมูลจำเพาะ

- ขนาดเครื่องชั่งน้ำหนัก 350 X 300 X 24 มม.
- ติดตั้งเซนเซอร์ "Strain-Gauge" ที่มีความแม่นยำสูง
- แท่นยืนชั่งน้ำหนักแบบกระบอกนิรภัยหนา 6 มม.
- รับน้ำหนักสูงสุด 180 กก. / 400 ปอนด์
- ค่าความละเอียด 0.1 กก. / 0.2 ปอนด์
- หน้าจอ LCD ขนาด 96 X 82 มม. มีไฟส่องสว่าง
- ฟังก์ชันเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Tare
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนน้ำหนักเกิน
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน



การใช้งาน

- ขั้นที่ 1 วางเครื่องชั่งบนพื้นที่แข็งและเรียบ (หลีกเลี่ยงพรมหรือพื้นที่นุ่ม)

- ขั้นที่ 2 ขึ้นยืนบนเครื่องชั่งเบา ๆ โดยวางเท้าทั้งสองข้างให้เท่ากันบนเครื่องชั่งโดยไม่เคลื่อนไหว และรอให้เครื่องชั่งประมวลผลน้ำหนักของคุณ น้ำหนักที่ถูกต้องจะแสดงบนหน้าจอ ดังภาพ:



60.3
kg

(60kg 300g)

- ฟังก์ชัน Tare:

หลังจากการชั่งน้ำหนักครั้งแรกผ่านไป 5 วินาที หน้าจอจะแสดงค่า 0.0 กก.

พร้อมข้อความ "Tare" จากนั้นภายใน 30 วินาที กรุณาชั่งน้ำหนักอีกครั้งโดยถือสิ่งของที่ต้องการชั่งน้ำหนัก เช่น สัตว์เลี้ยง หน้าจอจะแสดงน้ำหนักของสิ่งที่เพิ่มเข้ามา

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อคุณก้าวลงจากเครื่องชั่ง เครื่องชั่งจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ (หากไม่มีการชั่งน้ำหนักขณะที่หน้าจอแสดงค่าเป็นศูนย์ เครื่องชั่งจะปิดการทำงานลงโดยอัตโนมัติ)

แจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกิน

เมื่อเครื่องชั่งมีน้ำหนักเกิน (มากกว่า 180 กก. / 400 ปอนด์) สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Err

แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดเปิดฝาคาบแบตเตอรี่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

Lo

คำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา

- การวางเครื่องชั่งของคุณบนพื้นแข็งและเรียบจะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำและสม่ำเสมอที่สุด
- ควรชั่งน้ำหนักตัวบนเครื่องชั่งเดียวกันและวางบนพื้นแบบเดียวกันเสมอ พื้นที่ที่ไม่เรียบอาจส่งผลต่อค่าที่ชั่งได้
- ห้ามให้เด็กใช้งานเครื่องชั่งโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
- ทำความสะอาดเครื่องชั่งของคุณด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยหากจำเป็น แต่ห้ามใช้น้ำ หรือ ให้น้ำเข้าไปในตัวเครื่องชั่งเพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง และ ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้งานเครื่องชั่งเป็นเวลานาน
- ดูแลเครื่องชั่งของคุณอย่างระมัดระวัง ห้ามทำตกหรือกระโดดบนเครื่องชั่ง

blue●dot®

Product Owner: Lifebox Asia Company Limited
Address: 26, Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai,
Phra Khanong, Bangkok Thailand 10260 Tel : 065-507-8989

เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ไลฟ์บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด
เลขที่ 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ช่องทางการติดต่อ: เบอร์โทรศัพท์ 065-507-8989
หรือศูนย์บริการหลังการขาย 065-507-1923 Line : @lifebox.sv

Shopping

 lifeboxth
 @lifebox

Customer Service

 @lifebox.sv

Tel : 065-507-8989
03.2025_REV0000