

Instructions Manual Heating Pad

Model: B-HT211

BEIGE | BLUE



Thank you for choosing the Heating Pad. Our goal is to provide the best products to enhance your life.

ขอบคุณที่เลือกใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่น เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับชีวิตของคุณ

Heating Pad : EN

WARNING!

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

The product is designed specifically for humans.

WARNING: This is an electrical product. Please read all directions before use. Failure to do so may result in electrical shock or fire causing serious bodily injury.

- Read all instructions before using this product.

- FOR INDOOR USE ONLY

- DO NOT use if any visible damage is apparent (cracks, tears or exposed wires and heat element).

- Must instantly turn off the Heating pad and unplug when overheat or charred flavor in use.

- Serious heart patients, those that depend on a pace maker and pregnant women should check with their doctor before use.

- DO NOT use for unconscious and sensitive to heat people.

- DO NOT make any modifications to switch button. wires and heat element.

- DO NOT use in sleeping; Do not put the heating pad under in mattress or quilt when use.

- DO NOT use cord as handle.

- DO NOT puncture or use any sharp object to secure the Heating pad.

- DO NOT use another electronic heating device in conjunction with your heating pad.

- DO NOT fold the heating pad when use.

- The maximum weight which can sit and lay on the heating pad is 100 kg. Do not sit and sleep on when the heating pad is folded.

- DO NOT Heap and Cover anything on the heating pad when use.

- DO NOT USE for Children.

- Unplug when not in use.

- DO NOT USE WET.

- DO NOT dry clean this heating pad. Dry cleaning solvents may damage the wires.

- DO NOT use bleach or cleaning fluids.

- DO NOT use a wringer.

- DO NOT iron your heating pad.


- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.

- DO NOT reconnect the heated product or use it until it is COMPLETELY dry.

- DO NOT use analgesic cream in combination with your heating pad.

Function:

- Offers excellent coverage for large muscle groups



- Temperature Settings: LED controller adjusts heat easily with temperature settings to accommodate your comfort level (30°C to 70°C).
- TIMER: Settings range from 10 to 90 min, conserves energy and prevents burns.
- 200 cm Extra-Long Cord: Makes it easier to use from the comfort of your bed or favorite chair.
- Machine Washable: Helps maintain the beauty and softness for years to come.
- Clean: Turn off the Heating Pad, Unplug heat pad from the wall outlet. Remove the controller and Power unit. heat pad can be machine washed and must be dry before reassembling the unit. Do not use cleaners or chemicals.
- Storage: Turn off the heat pad, dial out the heat pad, Store the pad in a dry, safe, clean and cool place after clean up.
- Full wire constant temperature system: NTC+PTC, with case temperature protection, and thyristor breakdown protection, full wire constant temperature protection, thermal fuse and current safety protection, 102°C thermal fuse and 1A current safety protection. 70°C power off function, can be resumed to work when temperature going down below 70°C.

SAFETY:**CAUTION**

The heating pad is fitted with overheating protection SAFETY SYSTEM.

The electronic sensor technology prevents the entire surface of the heating pad from overheating by automatically switching off in the event of a fault. If the safety system switches the heating pad off automatically as a result of a fault, the temperature display on the control will no longer be illuminated when the heating pad is switched on.

Please note that for safety reasons, the heating pad must not be used after a fault and must be returned to the service center.

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

When removing the unit from the packing case, check for any shipping damage.


Please contact your shipper and dealer immediately if the unit bears any sign of damage from mishandling.

Contents:

1 x Heating pad

1 x controller box with power cord

1 x Instructions Manual

**Limitations of Liability:**

1. Terms of usage is unconditional upon your acceptance, without changes to the terms, conditions or notice listed herein.
2. Proper use including reviewing all safety precautions.
3. No prohibited or unlawful use. The product is intended for humans use only.
4. Our reserves the right to change the terms and conditions under which this product is offered.
5. Buyer assumes all risks and liability from the use of this product. Our is not liable for any damages arising from use or misuse of this product.

Specifications:

Model Name	: Heating Pad
Model No.	: B-HT211
Size	: 30 x 60 cm
Power	: 75 Watts

แผ่นให้ความอบอุ่น : TH

คำเตือน!

ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต


ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนเท่านั้น

คำเตือน: นี่คือผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำด้านล่างก่อนใช้แผ่นให้ความอบอุ่น มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ซึ่งทำให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัสได้

- อ่านคำแนะนำก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- สำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
- ห้ามใช้งานหากพบความเสียหายที่สามารถเห็นได้ชัดเจน (เช่น รอยริ้ว รอยฉีกขาด หรือสายไฟและชิ้นส่วนที่มีความร้อน)
- ปิดเครื่องทันทีและถอดปลั๊กเมื่อมีความร้อนสูงเกินไป หรือไหม้ขณะใช้งาน
- ผู้ป่วยโรคหัวใจขั้นรุนแรง ผู้ที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ และสตรีมีครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
- ห้ามใช้กับผู้ที่ไม่มีสติและมีความรู้สึกต่อความร้อน
- ห้ามดัดแปลงปุ่มสวิตช์ สายไฟ และชิ้นส่วนให้ความร้อน
- ห้ามใช้ขณะนอนหลับ อย่างไรก็ตามแผ่นให้ความอบอุ่นไว้ใต้พุกหรือผ้าวมขณะใช้งาน
- ห้ามใช้สายไฟเป็นที่ยึดจับ
- ห้ามเจาะหรือใช้วัตถุมีคมเพื่อแก้ไขซ่อมแซมแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอิเล็กทรอนิกส์อื่นร่วมกับแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามพับแผ่นให้ความอบอุ่นขณะใช้งาน
- น้ำหนักสูงสุดที่สามารถนั่งและนอนบนแผ่นให้ความอบอุ่นคือ 100 กก. ห้ามนั่งและนอนบนแผ่นให้ความอบอุ่นเมื่อพับงอ
- อย่านำสิ่งของมากองหรือคลุมบนแผ่นให้ความอบอุ่นขณะใช้งาน
- ห้ามใช้กับเด็ก
- ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
- ห้ามใช้งานขณะเปียก
- ห้ามซักแห้งแผ่นให้ความอบอุ่น น้ำยาซักแห้งอาจทำให้ลวดเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาทำความสะอาด
- ห้ามใช้เครื่องบิดหรือบีบแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามรีดแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามใช้ลูกเหม็นหรือสเปรย์ทุกชนิด
- ห้ามเชื่อมต่อไฟหรือใช้งาน จนกว่าแผ่นให้ความอบอุ่นจะแห้งสนิท
- ห้ามใช้ครีมทาบรรเทาปวดร่วมกับแผ่นให้ความอบอุ่น

ฟังก์ชัน:

- ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานที่มีกลิ่นเนื้อขนาดใหญ่



- การตั้งค่าอุณหภูมิ: รีโมท LED ปรับความร้อนได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะกับความสะดวกสบายของผู้ใช้ (30°C ถึง 70°C)
- การตั้งเวลา: การตั้งค่าตั้งแต่ 10-90 นาที ประหยัดพลังงานและป้องกันการไหม้
- สายไฟยาวพิเศษ 200 ซม.: ช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นจากเตียงหรือเก้าอี้ตัวโปรดได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ชักเครื่องได้: ช่วยคงความสวยงามและความนุ่มของผ้า
- การทำความสะอาด: ปิดเครื่องแผ่นให้ความอบอุ่น ถอดปลั๊กออกจากตัวรับ ถอดรีโมทและหน่วยจ่ายไฟออก แผ่นให้ความอบอุ่นสามารถชักด้วยเครื่องได้ และต้องเข็ดให้แห้งก่อนประกอบอุปกรณ์ใหม่ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมี
- การจัดเก็บ: ปิดเครื่องแผ่นให้ความอบอุ่น ถอดแผ่นให้ความอบอุ่นออก เก็บแผ่นให้ความอบอุ่นในที่แห้ง ปลอดภัย สะอาด และเย็น หลังจากทำความสะอาด

ระบบอุณหภูมิคงที่: NTC + PTC พร้อมเคสป้องกันอุณหภูมิ และการป้องกันการเสียหายของทรานซิสเตอร์ การป้องกันเพื่ออุณหภูมิที่คงที่, พิวส์ความร้อน และการป้องกันความปลอดภัยของกระแสไฟ พิวส์ความร้อน 102°C และการป้องกันกระแสไฟ 1A, ฟังก์ชันปิดเครื่อง 70°C สามารถกลับมาทำงานได้ เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 70°

ความปลอดภัย

คำเตือน

แผ่นความร้อนติดตั้งระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกันไม่ให้บริเวณพื้นผิวของแผ่นให้ความอบอุ่นร้อนเกินไป ซึ่งจะทำการปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หากระบบความปลอดภัยปิดการทำงานของแผ่นให้ความอบอุ่นโดยอัตโนมัติอันเป็นผลมาจากการเกิดข้อผิดพลาดการแสดงผลอุณหภูมิบนรีโมทควบคุมจะไม่สว่างอีกต่อไป ขณะเปิดแผ่นทำความร้อน โปรดทราบว่าเพื่อความปลอดภัยห้ามใช้แผ่นความร้อนหลังจากเกิดข้อผิดพลาดและต้องส่งคืนไปยังที่ศูนย์บริการ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

เมื่อนำเครื่องออกจากกล่องบรรจุ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายทันทีหากอุปกรณ์มีความเสียหายจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์ภายในกล่อง:


แผ่นให้ความอบอุ่น
รีโมทคอนโทรลพร้อมสายไฟ
คู่มือแนะนำการใช้งาน

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ:

1. ข้อตกลงในการใช้งานไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือประกาศใดๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
2. ใช้งานอย่างเหมาะสม รวมทั้งทบทวนข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
3. ไม่มีการใช้งานที่ต่อห้ามหรือผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับคนเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นี้
5. ผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิด

คุณสมบัติ:

ชื่อรุ่น : แผ่นให้ความอบอุ่น
รุ่น : B-HT211
ขนาด : 30 x 60 ซม.
กำลังไฟ : 75 วัตต์



blue dot[®]



@lifeboxth



@lifebox

เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท โฟบ็อกซ์ เอเชีย จำกัด

เลขที่ 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ช่องทางการติดต่อ: เบอร์โทรศัพท์ 065-507-8989 หรือศูนย์บริการหลังการขาย 065-507-1923 Line: @lifebox.sv

Product Owner: Lifebox Asia Company Limited

Address: 26, Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok Thailand 10260 Tel : 065-507-8989

04.2024_REV.0001